



2000967700

ROJO CONGO (C.I. 22120) p.a. (A.C.S.)

$C_{32}H_{22}N_6O_6S_2Na_2$ | CAS [573-58-0] | NC 3204.14.00 | EINECS 209-358-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Difenildiazo-bis-a-Naftilaminosulfónico Sal Sódica, Direct Red 28

Fórmula de Hill: $C_{32}H_{22}N_6O_6S_2Na_2$

Usos Analíticos: pH indicador, análisis de nitrógeno.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 696,68

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 25 g/L a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P281, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H350, H361d

Puede provocar cáncer .

Se sospecha que daña al feto.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967702	10 g	Vidrio	En stock
2000967703	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo pardo
? máx.	497-500 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,99-1,04
Claridad de la solución	Cumple
pH 3,0	Violeta azulado
pH 5,2	Anaranjado rojizo
Pérdida por secado a 105°C	máx. 3,0%