



2000968100

ALUMINIO SULFATO 18-Hidrato p.a.



Imagen no disponible

$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ | CAS [7784-31-8] | NC 2833.22.00 | EINECS 233-135-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alumbre, Sulfato aluminico

Fórmula de Hill: $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$

Usos Analíticos: Agente decolorante, desodorante ó precipitante. Agente clarificante para aceites y grasas.

Bibliografía: A.C.S. 10 th. Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 666,41

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se funde cuando se calienta gradualmente

Solubilidad Acuosa: Miscible

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H318

Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000968108	1 000 g	PEAD	En stock
2000968105	100 g	PEAD	En stock
2000968106	250 g	PEAD	En stock
2000968107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	98,0-102,0%
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,005%
Metales pesados (Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,002%