



2000968300

ACIDO AURINTRICARBOXILICO (Sal de Amonio) p.a. (A.C.S.)



$C_{22}H_{23}N_3O_9$ | CAS [569-58-4] | NC 2918.29.29 | EINECS 209-319-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 4,4'-dihidroxifucson 3,3,3'-tricarboxílico, sal amónica, Acido Aurintricarboxilico Sal tri-Amónica, Amonio Aurintricarboxilato, Aluminon, Mordant Violet 39

Fórmula de Hill: $C_{22}H_{23}N_3O_9$

Usos Analíticos: Detección y valoración colorimétrica de aluminio en agua, tejidos, y alimentos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 473,44

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Muy soluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000968302	10 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido marrón-amarillento o rojo-amarronado
Sensibilidad al aluminio	Cumple
Materia insoluble	0,1%
Residuo después de ignición	0,2%