




2000968400

ALIZARINA ROJA S (C.I. 58005)



$C_{14}H_7O_7NaS$ | CAS [130-22-3] | NC 3204.12.00 | EINECS 204-981-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Alizarinsulfónico Sal Sódica, Mordant Red 3, Sodio Alizarinsulfonato

Fórmula de Hill: $C_{14}H_7O_7NaS$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 342,26

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/alizarina-roja-s-c-i-58005-9684-7nw9v/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000968402	10 g	Vidrio	En stock
2000968403	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color amarillo a marrón anaranjado
? máx1	554-558 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,07
? máx2	590-599 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,35
pH 4,3	Amarillo
pH 6,3	Rosa