



2000968500

L-ASPARAGINA 1-Hidrato p.a.



$C_4H_8N_2O_3 \cdot H_2O$ | CAS [5794-13-8] | NC 2922.49.95 | EINECS 200-735-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_4H_8N_2O_3 \cdot H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 150,1

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 22 g/L a 20 °C.

Punto de Fusión: 215-217°C (descomposición)

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-asparagina-1-hidrato-p-a-9685-1y3hs/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000968505	100 g	PEAD	En stock
2000968506	250 g	PEAD	En stock
2000968504	50 g	PEAD	En stock
2000968507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco cristalino
Apariencia de la solución	Cumple
Título	? 98,0%
pH a 25°C	4,0-6,0
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO4)	0,02%
Pérdida por secado	10,5-12,5%
Residuo después de ignición	0,1%