



2000968600

AZUL DE EVANS (C.I. 23860)

$C_{34}H_{24}N_6O_{14}S_4Na_4$ | CAS [314-13-6] | NC 3204.14.00 | EINECS 206-242-5



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azul de azovan, Azul Directo 53, Azul Azovan, Sal tetrasódic del 4-4-is[7(1-amino-8-hidroxi-2,4disulfonato) naftilazo]-3,3' bitolil

Fórmula de Hill: $C_{34}H_{24}N_6O_{14}S_4Na_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 960,8

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H350

Puede provocar cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000968602	10 g	Vidrio	En stock
2000968603	25 g	Vidrio	En stock
2000968601	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón oscuro
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución clara color azul
? máx.	605-615 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10