



2000969100

AMONIO FOSFATO MONOBASICO p.a.



$NH_4H_2PO_4$ | CAS [7722-76-1] | NC 3105.40.00 | EINECS 231-764-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amonio Fosfato prim., Amonio di-Hidrógeno Fosfato

Fórmula de Hill: $NH_4H_2PO_4$

Usos Analíticos: Soluciones buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 115,03

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1 g en 2,5 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 190°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969108	1 000 g	PEAD	En stock
2000969106	250 g	PEAD	En stock
2000969107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	? 98,0%
pH sol.(5%) a 25°C	3,8-4,4
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Nitrato (NO3)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%