



2000969300

ACIDO PICRICO Puro (Humectado con 33% de agua)



$C_6H_3N_3O_7$ | CAS [88-89-1] | NC 2908.99.90 | EINECS 201-865-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido crisoléptico, Acido picronítrico, Acido nitrocarbólico, Acido carbonítrico, Acido carboazotico, [2,4,6 - TRINITROFENOL].

Fórmula de Hill: $C_6H_3N_3O_7$

Usos Analíticos: Preparación de derivados orgánicos para su identificación.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 229,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1 g en 100 mL

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P270, P271, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P210, P261, P280, P403 + P233

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Declaraciones de Peligro: H228, H301 + H311 + H331, EUH001

Sólido inflamable.

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Explosivo en estado seco.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969308	1 000 g	Vidrio	En stock
2000969305	100 g	Vidrio	En stock
2000969306	250 g	Vidrio	En stock
2000969307	500 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo
Título sobre base seca	? 99,0%
Agua	? 30,0%
Materia insoluble	máx. 0,01%