



2000969500

AZUL DE BROMOXILENOL (Soluble en agua)

$C_{23}H_{20}Br_2O_5S$ | CAS [40070-59-5] | --- | EINECS 254-780-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{23}H_{20}Br_2O_5S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 568,29

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969501	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco apagado a lila a violeta
? máx.	417-421 nm
Relación p-15/p+15	0,95-1,05
Claridad de la solución alcohólica	Cumple
pH 6,0	Amarillo
pH 7,6	Azul