



2000969600

ALUMINIO POTASIO SULFATO 12-Hidrato p.a.

$AlK_2O_8S_2 \cdot 12H_2O$ | CAS [7784-24-9] | NC 2833.30.00 | EINECS 233-141-3



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alumbre Potásico, Potasio y Aluminio Sulfato, Sulfato doble de Aluminio y Potasio

Fórmula de Hill: $AlK_2O_8S_2 \cdot 12H_2O$

Usos Analíticos: Buffer, Reactivo floculante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 474,39

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 92°C

Solubilidad Acuosa:: 5,7 g en 100 mL a 0 °C; extremadamente soluble en agua caliente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969608	1 000 g	PEAD	En stock
2000969605	100 g	PEAD	En stock
2000969606	250 g	PEAD	En stock
2000969607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido microcristalino blanco
Título	98,0-102,0%
pH (10% en agua) a 25°C	3,0-3,5
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,005%
Amonio (NH4)	0,02%
Hierro (Fe)	0,005%