




2000969700

ACIDO L-ASCORBICO p.a. (A.C.S.)



$C_6H_8O_6$ | CAS [50-81-7] | NC 2936.27.00 | EINECS 200-066-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Xiloascórbico, Acido Cevitámico, Acido Hexurónico, (R)-5-[(S)-1,2-Dihidroxietil] -3,4-Dihidroxi-5-(H)-Furan-2-ona, Vitamina C

Fórmula de Hill: $C_6H_8O_6$

Usos Analíticos: Antioxidante.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 176,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 30 g en 100 mL a 25°C.

Punto de Fusión: 191°C, con descomposición

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-ascorbico-p-a-a-c-s-9697-o6dvx/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969705	100 g	PEAD	En stock
2000969706	250 g	PEAD	En stock
2000969704	50 g	PEAD	En stock
2000969707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Rotación específica (?) D25°	+21,0°+/- 0,5°
Residuo después de ignición	0,1%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%