



2000969800

ACIDO L-GLUTAMICO p.a.



$C_5H_9NO_4$ | CAS [56-86-0] | NC 2922.42.00 | EINECS 200-293-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido aminopirotartárico, Acido 1-aminopropano-1,3-dicarboxílico, Acido glutamínico, Acido L (+)-aminoglutárico, Acido-(S)-(+)-Glutámico, Acido-(S)-(+)-2-Aminoglutárico

Fórmula de Hill: $C_5H_9NO_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 147,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 11,1 g/L en agua a 20 °C.

Punto de Fusión: 160°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-l-glutamico-p-a-9698-g5if6/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969808	1 000 g	PEAD	En stock
2000969805	100 g	PEAD	En stock
2000969806	250 g	PEAD	En stock
2000969807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Apariencia de la solución	Solución clara e incolora
Título	99,0-101,5%
pH a 20°C	3,0-3,5
Hierro (Fe)	10 ppm
Sulfato (SO4)	0,02%
Metales pesados	10 ppm
Cloruro (Cl)	0,02%
Amonio (NH4)	0,02%
Residuo después de ignición	0,1%