



2000969900

L-ALANINA p.a.

$C_3H_7NO_2$ | CAS [56-41-7] | NC 2922.49.95 | EINECS 200-273-8



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: (S)-(+)-Alanina, Acido-2(S)-Aminopropiónico

Fórmula de Hill: $C_3H_7NO_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 89,09

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 295-297°C (descomposición)

Solubilidad Acuosa:: 166,5 g/L

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000969905	100 g	PEAD	En stock
2000969903	25 g	Vidrio	En stock
2000969906	250 g	PEAD	En stock
2000969904	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Apariencia de la solución	Cumple
Identificación	Cumple
Título	98,5-101,0%
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO4)	0,03%
Pérdida por secado	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%