



2000970100

L-HISTIDINA 1-Hidrato (H.C.L.) p.a.

$C_6H_{10}ClN_3O_2.H_2O$ | CAS [5934-29-2] | NC 2933.29.90 | EINECS 211-438-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido-(S)-2-Amino-3-(4-Imidazolil) Propiónico mono-Clorhidrato, L-Histidina mono-Clorhidrato 1-hidrato

Fórmula de Hill: $C_6H_{10}ClN_3O_2.H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 209,63

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 169,9 g/L

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-histidina-monohidrato-hcl-p-a-9701-hdqlw/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970105	100 g	PEAD	En stock
2000970103	25 g	Vidrio	En stock
2000970104	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco levemente amarillento
Título sobre base seca	98,5-101,0%
Apariencia de la solución	Solución clara
pH (5% en agua)	3,0-5,0
Identificación	Cumple
Sulfato (SO4)	300 ppm
Pérdida por secado	7,0-10,0%
Cenizas sulfúricas	0,1%