



2000970200

L-ISOLEUCINA p.a.



$C_6H_{13}NO_2$ | CAS [73-32-5] | NC 2922.42.00 | EINECS 200-798-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido (2S,3S)-2-Amino-3-Metilpentanoico, Acido 2(S)-Amino-3-Metilvalérico, Ile

Fórmula de Hill: $C_6H_{13}NO_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 131,17

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 40 g/L a 20°C

Punto de Fusión: 284°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970202	10 g	Vidrio	En stock
2000970204	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco
Título sobre base seca	98,5-101,5%
pH solución 1%	5,5-7,0
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO4)	0,03%
Pérdida por secado	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%