



2000970300

L-METIONINA p.a.



$C_5H_{11}NO_2S$ | CAS [63-68-3] | NC 2930.40.10 | EINECS 200-562-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido (S)-2-Amino-4-(Metilmercapto) Butírico, Acido (S)-2-Amino-4-(Metiltio) Butírico, Met

Fórmula de Hill: $C_5H_{11}NO_2S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 149,21

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 48 g/L a 20 °C.

Punto de Fusión: 280-285°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-metionina-p-a-9703-bz0bx/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970305	100 g	PEAD	En stock
2000970303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco nacarado
Título sobre base seca	99,0-101,0%
Apariencia de la solución	Solución clara
pH al 2% en agua	5,4-6,1
Identificación	Cumple
Cloruro (Cl)	200 ppm
Sulfato (SO4)	200 ppm
Cenizas sulfúricas	0,1%
Pérdida por secado	0,5%