



2000970400

L-PROLINA p.a.



$C_5H_9NO_2$ | CAS [147-85-3] | NC 2933.99.90 | EINECS 205-702-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido-(S)-2-Pirrolidincarboxílico, (S)-(-)-Prolina

Fórmula de Hill: $C_5H_9NO_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 115,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1500 g/L a 20 °C.

Punto de Fusión: 222°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-prolina-p-a-9704-5e7ea/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970402	10 g	Vidrio	En stock
2000970403	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título sobre base seca	98,5-101,0%
Apariencia de la solución	Solución clara e incolora
Cloruro (Cl)	0,02, %
Sulfato (SO4)	0,03%
Pérdida por secado a 105°C	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%