



2000970800

L-VALINA p.a.



$C_5H_{11}NO_2$ | CAS [72-18-4] | NC 2922.50.00 | EINECS 200-773-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido (S)-2-Amino-3-Metilbutanoico, Acido 2-Aminoisovalérico, Acido 2-Amino-3-Metilbutírico, Val

Fórmula de Hill: $C_5H_{11}NO_2$

Usos Analíticos: Bioquímica · Industria Farmacéutica · Industria Alimentaria · Reactivo en síntesis ·

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 117,15

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 85 g/L a 20 °C.

Punto de Fusión: 315°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970803	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Apariencia de la solución	Cumple
Título sobre base seca	98,5-101,0%
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfatos	0,03%
Pérdida por secado	0,5%