



2000970900

ACIDO L (+) LACTICO Purísimo



$C_3H_6O_3$ | CAS [79-33-4] | NC 2918.11.00 | EINECS 201-196-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido oxipropiónico, Acido galáctico, Acido alfa oxipropiónico, Acido teboláctico, Acido (S)-2-Hidroxipropanoico

Fórmula de Hill: $C_3H_6O_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 90,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible.

Punto de Ebullición: 122°C

Punto de Fusión: 18°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338, P280

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Declaraciones de Peligro: H315, H318

Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000970908	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro incoloro a ligeramente amarillo
Título	85,0-90,0%
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Residuo después de ignición	0,05%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO ₄)	0,002%
Metales pesados	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm