



2000971000

L-FENILALANINA p.a.



$C_9H_{11}NO_2$ | CAS [63-91-2] | NC 2922.50.00 | EINECS 200-568-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido-(S)-2-Amino-3-Fenil Propiónico, (S)-(-)-Fenilalanina

Fórmula de Hill: $C_9H_{11}NO_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 165,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 275-283°C, descomposición

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000971005	100 g	PEAD	En stock
2000971003	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Identificación	Cumple
Apariencia de la solución	Cumple
Título	? 99,0%
Cloruro (Cl)	0,02%
Sulfato (SO4)	0,03%
Pérdida por secado a 105°C	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%