



2000971400

SODIO METABISULFITO p.a. (A.C.S.)



$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ | CAS [7681-57-4] | NC 2832.10.00 | EINECS 231-673-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Piro sulfito, Sodio Disulfito

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$

Usos Analíticos: Agente reductor.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 190,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 64 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338, P313

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, EUH031

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000971408	1 000 g	PEAD	En stock
2000971410	10 kg	Cuñete + PE	En stock
2000971413	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000971406	250 g	PEAD	En stock
2000971409	5 Kg	Cuñete + PE	En stock
2000971407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 97,0%
pH (5% en agua)	3,5-5,0
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,05%
Tiosulfato (S2O3)	0,05%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,002%