



2000971500

ACIDO FORMICO p.a. (85%)



HCOOH | CAS [64-18-6] | NC 2915.11.00 | EINECS 200-579-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido metánico, Acido metanoico, Acido hidrocarbónico, Acido formílico, Hidrato de formoxilo

Fórmula de Hill: HCOOH

Usos Analíticos: Para síntesis químicas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 46,03

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 100,5°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P210, P304 + P340, P308 + P310

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H226, H314, H302, H331, EUH071

Líquidos y vapores inflamables.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Nocivo por ingestión Tóxico en caso de inhalación.

Corrosivo para las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000971508	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 85,0%
Test de dilución	Cumple
Sulfito (SO3)	Cumple
Color (APHA)	15
Residuo después de evaporación	0,002%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO4)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm