



2000971700

ALCOHOL (iso) PROPILICO Puro



C_3H_8O | CAS [67-63-0] | NC 2905.12.00 | EINECS 200-661-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alcohol sec-Propílico, Dimetilcarbinol, Etielenecarbinol, IPA, Isopropanol, 2-propanol

Fórmula de Hill: C_3H_8O

Usos Analíticos: Solvente orgánico

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 60,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 83°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P233, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319, H336

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000971708	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,0%
Densidad	0,785-0,790
Solubilidad en agua	Cumple
Agua	máx. 0,50%