



2000971800

DICLOROMETANO p.a. (A.C.S.)



CH_2Cl_2 | CAS [75-09-2] | NC 2903.12.00 | EINECS 200-838-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cloruro de Metileno, Metileno Dicloruro

Fórmula de Hill: CH_2Cl_2

Usos Analíticos: Solvente para extracción.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 84,93

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1,3 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Ebullición: 40°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P281, P308 + P313, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H351, H315, H319, H335, H336

Se sospecha que provoca cáncer .

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000971808	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,5%
Halógenos libres	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0,002%
Acido titulable	0,0003 meq/g
Agua	0,02%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
400 ?(nm)	Abs. ? 0,01
340 ?(nm)	Abs. ? 0,01
260 ?(nm)	Abs. ? 0,04
250 ?(nm)	Abs. ? 0,10
240 ?(nm)	Abs. ? 0,35
235 ?(nm)	Abs. ? 1,00