



2000972000

SODIO SULFITO (Anhidro) p.a.



Na_2SO_3 | CAS [7757-83-7] | NC 2832.10.00 | EINECS 231-821-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Na_2SO_3

Usos Analíticos: Agente reductor.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 126,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 28 g en 100 mL a 84°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-sulfito-anhidro-p-a-9720-jqvpf/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000972008	1 000 g	PEAD	En stock
2000972005	100 g	PEAD	En stock
2000972006	250 g	PEAD	En stock
2000972007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a casi blanco
Título	? 98,0%
Materia insoluble	0,005%
Acido libre	Cumple
Base titulable libre	0,03 meq/g
Cloruro (Cl)	0,02%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,001%