



2000972200

SODIO CARBONATO (Anhidro) p.a.



Na_2CO_3 | CAS [497-19-8] | NC 2836.20.00 | EINECS 207-838-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Na_2CO_3

Usos Analíticos: En la industria del vidrio, como material de partida para otros compuestos de sodio, como agente de disolución y para el desarrollo de CO_2 . Buffers, ajuste del pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 105,99

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 21,5 g en 100 mL a 20°C.

Punto de Fusión:: 851°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P305 + P351 + P338

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000972208	1 000 g	PEAD	En stock
2000972206	250 g	PEAD	En stock
2000972207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título sobre base seca	? 99,5%
Materia insoluble	0,01%
Pérdida por calentamiento a 285°C	1,0%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Magnesio (Mg)	0,005%
Potasio (K)	0,005%