



2000972300

ZINC ACETATO 2-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ | CAS [5970-45-6] | NC 2915.29.00 | EINECS 209-170-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Acético Sal de Zinc

Fórmula de Hill: $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$

Usos Analíticos: Para determinación de albúmina, tanino, urobilina, fosfato y sangre.

Bibliografía: A.C.S. Edición X.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 219,49

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido blanco o incoloro.

Olor: Débilmente acético.

Cambio de estado (aprox.): Punto de Fusión, 327 °C.

Solubilidad Acuosa: 43 g en 100 mL a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/zinc-acetato-2-hidrato-p-a-a-c-s-9723-8jfi/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P262, P273

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H302, H410

Nocivo por ingestión Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000972308	1 000 g	PEAD	En stock
2000972310	10 kg	Cuñete + PE	En stock
2000972305	100 g	PEAD	En stock
2000972306	250 g	PEAD	En stock
2000972307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	98,0-101,0%
pH sol.(5%) a 25°C	6,0-7,0
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Sulfato (SO4)	0,005%
Calcio (Ca)	0,005%
Magnesio (Mg)	0,005%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,05%
Hierro (Fe)	5 ppm
Plomo (Pb)	0,002%