



2000972500

ALCOHOL (iso) AMILICO p.a.



$C_5H_{12}O$ | CAS [123-51-3] | NC 2905.15.00 | EINECS 204-633-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alcohol Isopentílico, Alcohol de patatas, Hidrato de amileno, Isobutilcarbinol, 3-Metil-1-Butanol, Pentanol

Fórmula de Hill: $C_5H_{12}O$

Usos Analíticos: Solvente orgánico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 88,15

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 2 g en 100 mL a 14 °C.

Punto de Ebullición: 131°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P304 + P340

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Declaraciones de Peligro: H226, H332, H335, EUH066

Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000972508	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	? 98,5%
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Agua	0,50%
Acido titulable	0,002 meq/g
Residuo después de evaporación	0,003%