



2000972600

BARIO CLORURO 2-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$ | CAS [10326-27-9] | NC 2827.39.85 | EINECS 233-788-1



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $BaCl_2 \cdot 2H_2O$

Usos Analíticos: Para determinación de sulfato.

Bibliografía: A.C.S.10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 244,28

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 36 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 960°C (sustancia anhidra)

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P309 + P310

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301, H332

Tóxico en caso de ingestión.

Nocivo en caso de inhalación.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000972608	1 000 g	PEAD	En stock
2000972605	100 g	PEAD	En stock
2000972606	250 g	PEAD	En stock
2000972607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,2-8,2
Pérdida por secado a 150°C	14,0-16,0%
Materia insoluble	0,005%
Sustancias Oxidantes (como N03)	0,005%
Calcio (Ca)	0,05%
Potasio (K)	0,0025%
Sodio (Na)	0,005%
Estroncio (Sr)	0,1%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm