



2000972800

PLOMO SUBACETATO p.a. (A.C.S.)



$Pb(C_2H_3O_2)_2 \cdot 2Pb(OH)_2$  | CAS [1335-32-6] | NC 2915.29.00 | EINECS 215-630-3

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Plomo(II) Hidroxiacetato, Plomo(II) Acetato Básico

**Fórmula de Hill:**  $Pb(C_2H_3O_2)_2 \cdot 2Pb(OH)_2$

**Usos Analíticos:** Para análisis de azúcar.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 807,72

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Soluble en 16 partes de agua fría con reacción alcalina.

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P201, P273, P281, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

**Declaraciones de Peligro:** H351, H360Df, H373, H410

Se sospecha que provoca cáncer .

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000972808 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |
| 2000972813 | 25 kg        | Cuñete + PE     | En stock       |
| 2000972806 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000972807 | 500 g        | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                                   | Especificación |
|--------------------------------------------|----------------|
| Aspecto                                    | Sólido blanco  |
| Plomo básico (PbO)                         | ? 33,0%        |
| Pérdida por secado                         | 1,5%           |
| Materia insoluble en ácido acético diluido | 0,02%          |
| Materia insoluble en agua                  | 1,0%           |
| Cloruro (Cl)                               | 0,003%         |
| Nitrato (NO3)                              | 0,003%         |
| Calcio (Ca)                                | 0,01%          |
| Cobre (Cu)                                 | 0,002%         |
| Hierro (Fe)                                | 0,002%         |
| Potasio (K)                                | 0,02%          |
| Sodio (Na)                                 | 0,05%          |