



2000972900

PIROCATECOL Puro



$C_6H_6O_2$ | CAS [120-80-9] | NC 2907.29.00 | EINECS 204-427-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1,2- Bencenodiol, 1,2-Dihidroxibenceno, Pirocatequina

Fórmula de Hill: $C_6H_6O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 110,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 450 g/L a 20 °C.

Punto de Ebullición:: 246°C

Punto de Fusión:: 105°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P310, P330, P305 + P351 + P338, P362

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Enjuagarse la boca.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Declaraciones de Peligro: H301 + H311, H315, H319, H341, H350

Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

Puede provocar cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000972906	250 g	PEAD	En stock
2000972904	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Escamas color marrón grisáceo
Pureza	? 99,0%
Punto de fusión	104-105°C
Residuo después de ignición	máx. 0,2%