



2000973000

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, (EDTA) SAL TRIPOTASICA 2-Hidrato p.a.



$C_{10}H_{13}K_3N_2O_8 \cdot 2H_2O$ | CAS [65501-24-8] | NC 2922.49.95 | EINECS 241-543-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{10}H_{13}K_3N_2O_8 \cdot 2H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 442,57

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-edta-tripotas-2-h2o-p-a-9730-ktrpn/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000973008	1 000 g	PEAD	En stock
2000973005	100 g	PEAD	En stock
2000973006	250 g	PEAD	En stock
2000973004	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,0%
pH sol.(5%) a 25°C	7,0-9,5
Materia insoluble	máx. 0,010%