



2000973300

CALCIO SULFATO 2-Hidrato Purísimo



$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10101-41-4] | NC 2833.29.90 | EINECS 231-900-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Para la determinación de Oxalatos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 172,17

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata parcialmente a 70 °C y completamente a 160 °C.

Solubilidad Acuosa: 0,24 g en 100 mL a 20 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000973308	1 000 g	PEAD	En stock
2000973306	250 g	PEAD	En stock
2000973307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	98,0-102,0%
Nitrato (NO_3)	Cumple
Carbonato	Cumple
Insoluble en ácido clorhídrico diluido	0,02%
Cloruro (Cl)	0,03%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%