



2000973900

RESORCINOL p.a. (A.C.S.)



$C_6H_6O_2$ | CAS [108-46-3] | NC 2907.21.00 | EINECS 203-585-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1,3-Bencenodiol, 1,3-Dihidroxibenceno, Resorcina

Fórmula de Hill: $C_6H_6O_2$

Usos Analíticos: Reactivo para zinc.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 110,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 1000 g/L en agua a 20 °C.

Punto de Ebullición:: 281°C

Punto de Fusión:: 110-112°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319, H400

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000973905	100 g	Vidrio	En stock
2000973903	25 g	Vidrio	En stock
2000973906	250 g	Vidrio	En stock
2000973904	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a rosa pálido
Título	99,0-100,5%
Punto de fusión	110,0-112,0°C
Materia insoluble	0,005%
Residuo después de ignición	0,01%
Acido titulable	0,004 meq/g