



2000974100

TRICLOROETILENO p.a. (A.C.S.)



C_2HCl_3 | CAS [79-01-6] | NC 2903.22.00 | EINECS 201-167-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_2HCl_3

Usos Analíticos: Solvente

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 131,39

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 0,1 g en 100 mL a 25 °C.

Punto de Ebullición:: 87°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P201, P273, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H315, H317, H319, H336, H341, H350, H412

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

Puede provocar cáncer .

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000974108	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,5%
Halógenos libres	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0,001%
Base titulable	0,0003 meq/g
Acido titulable	0,0001 meq/g
Agua	0,02%
Metales pesados (como Pb)	1 ppm

