



2000974400

ROJO FENOL Sal Sódica p.a. (A.C.S.) (Indicador)



$C_{19}H_{13}O_5SNa$ | CAS [34487-61-1] | NC 2932.29.80 | EINECS 252-057-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Fenolsulfonftaleína Sal Sódica

Fórmula de Hill: $C_{19}H_{13}O_5SNa$

Usos Analíticos: Indicador para acidimetría.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 376,36

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1 g en 1300 mL

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/rojo-fenol-sal-sodica-p-a-a-c-s-9744-ov9i8/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000974402	10 g	Vidrio	En stock
2000974405	100 g	PEAD	En stock
2000974403	25 g	Vidrio	En stock
2000974404	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido rojo oscuro
Claridad de la solución	Cumple
pH 6,8	Amarillo
pH 8,2	Rojo