



2000974600

AURAMINA O (C.I. 41000)



$C_{17}H_{21}N_3.HCl$ | CAS [2465-27-2] | NC 3204.13.00 | EINECS 219-567-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Yellow 2, Bimetilaminofenilmetanimina, Piocetanino amarillo

Fórmula de Hill: $C_{17}H_{21}N_3.HCl$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 303,84

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Característico.

Solubilidad Acuosa:: 10 g/L a 10 °C.

Punto de Fusión:: 250°C (con descomposición)

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P312

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

Declaraciones de Peligro: H302, H311, H351

Nocivo por ingestión Tóxico en contacto con la piel.

Se sospecha que provoca cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000974603	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo amarillo
? máx.	431-433 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,02-1,10