



2000974700

CROMOTROPE 2R (C.I. 16570)

$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_8S_2$ | CAS [4197-07-3] | NC 2927.00.00.90 | EINECS 224-085-0



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Red 29, Chromotrope 2R, Mordant Blue 80

Fórmula de Hill: $C_{16}H_{10}N_2Na_2O_8S_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 468,39

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000974702	10 g	Vidrio	En stock
2000974703	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color rojo a marrón
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución roja clara
? máx.	505-515 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,85-0,95