




2000974800

FAST GREEN FCF (C.I. 42053)



$C_{37}H_{34}N_2Na_2O_{10}S_3$ | CAS [2353-45-9] | --- | EINECS 219-091-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Food Green 3, FD & C Green No. 3, Verde Rápido FCF

Fórmula de Hill: $C_{37}H_{34}N_2Na_2O_{10}S_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 808,85

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 290°C (se descompone)

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fast-green-fcf-ci-42053-9748-4j7ls/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P281, P308 + P313

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H341

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000974802	10 g	Vidrio	En stock
2000974803	25 g	Vidrio	En stock
2000974801	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo amarronado a marrón
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución clara color azul verdoso
? máx.	622-626 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,20