



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: a-Cresolsulfonftaleína

Fórmula de Hill: $C_{21}H_{18}O_5S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 382,44

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Poco soluble en agua. Soluble en alcohol.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/rojo-cresol-indicador-9750-axgad/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000975002	10 g	Vidrio	En stock
2000975003	25 g	Vidrio	En stock
2000975001	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón a verde amarronado
Claridad de la solución	Cumple
pH 7,2	Amarillo
pH 8,8	Rojo violáceo