



2000975500

n-HEXANO p.a.



C₆H₁₄ | CAS [110-54-3] | NC 2901.10.90 | EINECS 203-777-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C₆H₁₄

Usos Analíticos: Solvente

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 86,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 66-69°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P240, P273, P301 + P310, P302 + P352, P331, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

NO provocar el vómito.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H304, H315, H336, H373, H411, 361fd

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Se sospecha que perjudica la fertilidad.

Se sospecha que daña al feto.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000975508	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 98,5%
Densidad (20°C)	0,660-0,670
Residuo después de evaporación	0,001%
Acido titulable	0,0003 meq/g
Agua	Máx. 0,02%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
400 ?(nm)	Abs. ? 0,01
280 ?(nm)	Abs. ? 0,01
250 ?(nm)	Abs. ? 0,02
240 ?(nm)	Abs. ? 0,04
230 ?(nm)	Abs. ? 0,10
220 ?(nm)	Abs. ? 0,20
210 ?(nm)	Abs. ? 0,30
195 ?(nm)	Abs. ? 1,00