



2000975600

MAGNESIO OXIDO LIVIANO p.a.



MgO | CAS [1309-48-4] | NC 2519.90.10 | EINECS 215-171-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: MgO

Usos Analíticos: Absorbente para los colorantes previo a su determinación. Para la preparación del reactivo Eschka.

Bibliografía: A.C.S 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 40,30

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Prácticamente insoluble.

Punto de Fusión: 2800°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/magnesio-oxido-liviano-p-a-9756-1sifd/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000975608	1 000 g	PEAD	En stock
2000975605	100 g	PEAD	En stock
2000975606	250 g	PEAD	En stock
2000975607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 95,0%
Solubilidad	Cumple
Distinción de magnesio óxido pesado	Cumple
Carbonato	Cumple
Sales solubles	Cumple