



2000975700

ALMIDON SOLUBLE p.a. (A.C.S.)



(C₆H₁₀O₅)_n | CAS [9005-84-9] | NC 3505.10.90 | EINECS 232-686-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amilopectina, Fécula

Fórmula de Hill: (C₆H₁₀O₅)_n

Usos Analíticos: Indicador para iodometría

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: (162,14)_n

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000975708	1 000 g	PEAD	En stock
2000975705	100 g	PEAD	En stock
2000975706	250 g	PEAD	En stock
2000975707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Solubilidad	Cumple
pH sol.(2%) a 25°C	5,0-7,0
Residuo después de ignición	máx. 0,4%
Sensibilidad	Cumple