



2000975900

SOLUCION BUFFER pH 7.00 (Amarillo) (25°C)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000975908	1 000 mL	PEAD	En stock
2000975907	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro amarillo
pH a 25°C	7,00 ± 0,03