



2000976100

NUEVO AZUL DE METILENO N (C.I. 52030)

$C_{18}H_{22}ClN_3S \cdot 1/2ZnCl_2$ | CAS [6586-05-6] | --- | EINECS 229-516-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Blue 24

Fórmula de Hill: $C_{18}H_{22}ClN_3S \cdot 1/2ZnCl_2$

Usos Analíticos: Para microscopia.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 416,05

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976101	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino marrón-violáceo oscuro
? máx.	585-635 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,80-1,30