



2000976200

ACIDO L-ASPARTICO p.a.



$C_4H_7NO_4$ | CAS [56-84-8] | NC 2922.49.95 | EINECS 200-291-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido asparagínico, Acido-(S)-(+)-Aspártico, Acido-(S)-(+)-Aminosuccínico

Fórmula de Hill: $C_4H_7NO_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 133,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 5 g/L en agua a 20 °C.

Punto de Fusión: 270°C (descomposición)

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-l-aspartico-p-a-9762-1gnab/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976205	100 g	PEAD	En stock
2000976206	250 g	PEAD	En stock
2000976204	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino color blanco
Título	98,5-101,5%
Apariencia de la solución	Solución clara
Identificación	Cumple
Cloruro (Cl)	200 ppm
Sulfato (SO4)	300 ppm
Pérdida por secado	0,5%
Cenizas sulfúricas	0,1%