




2000976300

ACIDO SALICILICO Puro



$C_7H_6O_3$ | CAS [69-72-7] | NC 2918.21.00 | EINECS 200-712-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido fenol orto carbónico, Acido fenometanoico, Acido ortoxibenzoico, Acido 2-Hidroxibenzoico

Fórmula de Hill: $C_7H_6O_3$

Usos Analíticos: Buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 138,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 158-161°C

Cambio de estado (aprox.): Temperatura de sublimación, 76 °C.

Solubilidad Acuosa:: 0,2 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338, P313

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H318

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976308	1 000 g	PEAD	En stock
2000976305	100 g	PEAD	En stock
2000976306	250 g	PEAD	En stock
2000976307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	99,0-100,5%
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Residuo después de ignición	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm