



2000976800

CALCIO HIDROXIDO p.a.



H_2CaO_2 | CAS [1305-62-0] | NC 2825.90.19 | EINECS 215-137-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cal apagada

Fórmula de Hill: H_2CaO_2

Usos Analíticos: Absorbente de dióxido de carbono.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 74,09

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Ligeramente soluble.

Punto de Fusión: 550°C (descomposición)

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/calcio-hidroxido-p-a-9768-e3u6f/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P313

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H315, H318, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976808	1 000 g	PEAD	En stock
2000976806	250 g	PEAD	En stock
2000976807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 95,0%
Carbonato	Cumple
Insoluble en ácido clorhídrico	0,5%
Cloruro (Cl)	0,03%
Metales pesados (como Pb)	0,003%
Hierro (Fe)	0,05%