



2000976900

SODIO IODATO p.a.



Imagen no disponible

NaIO₃ | CAS [7681-55-2] | NC 2829.90.80 | EINECS 231-672-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NaIO₃

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 197,89

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 81 g/L a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H272

Puede agravar un incendio; comburente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000976905	100 g	PEAD	En stock
2000976906	250 g	PEAD	En stock
2000976904	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-8,0
Cloruro, clorato, bromuro y bromato (como Cl)	0,02%
Sulfato (SO ₄)	0,005%
Ioduro (I)	0,002%