



2000977000

SODIO SULFATO (Anhidro) p.a.



Na_2SO_4 | CAS [7757-82-6] | NC 2833.11.00 | EINECS 231-820-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Na_2SO_4

Usos Analíticos: Determinación de nitrógeno Kjeldahl; agente de secado.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 142,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 884°C

Solubilidad Acuosa:: 20 g en 100 mL a 20 °C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000977008	1 000 g	PEAD	En stock
2000977006	250 g	PEAD	En stock
2000977009	5 kg	Cuñete + PE	En stock
2000977007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,2-9,2
Materia insoluble	0,01%
Pérdida por ignición	0,5%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados	5 ppm
Hierro (Fe)	0,001%
Magnesio (Mg)	0,005%
Potasio (K)	0,01%